




PROTEZY MAŁYCH STAWÓW



PROTEZY MAŁYCH STAWÓW



Protezy małych stawów

Proteza stawu palca silikonowa

3

Proteza stawu śródstopno-paliczkowego
dużego palca stopy

4-5

Proteza kości czworobocznej większej
silikonowa

6


Proteza ścięgna silikonowa tymczasowa

6

Proteza stawu palca silikonowa

- silikon Nusil MED-4550

- bezcementowa



	rozmiar	W	L
Z06110-0200-12035	2	12 mm	35 mm
Z06110-0300-13043	3	13 mm	43 mm
Z06110-0400-14049	4	14 mm	49 mm
Z06110-0500-15055	5	15 mm	55 mm
Z06110-0600-16062	6	16 mm	62 mm
Z06110-0700-17068	7	17 mm	68 mm
Z06110-0800-18075	8	18 mm	75 mm



Instrumentarium do protezy stawu palca

- pojemnik do sterylizacji jest sprzedawany oddzielnie

Z76130-0000-00




Instrumentarium do protez stawów palców

- pojemnik do sterylizacji jest sprzedawany oddzielnie

Z76130-0000-00




PROTEZA STAWU ŚRÓDSTOPNO-PALICZKOWEGO DUŻEGO PALCA STOPY



Komponent śródstopny

- Ti6Al4V ELI (ISO 5832-3) + HAp
- bezcementowa


	rozmiar	Ø D	L
Z06401-0202-13019	S	13 mm	19 mm
Z06401-0302-14021	M	14 mm	21 mm
Z06401-0402-16023	L	15,5 mm	23 mm
Z06401-0502-17025	XL	16,5 mm	25,4 mm



Głowa śródstopia

- CoCrMo (ISO 5832-12)

	rozmiar	Ø D	h	R
Z06400-0105-00010	1	15 mm	4,5 mm	10 mm
Z06400-0205-00010	2	16 mm	5 mm	10 mm
Z06400-0305-00010	3	17 mm	6 mm	10 mm



Wkładka paliczkowa TOTAL

- UHMWPE (ISO 5834-2)

	rozmiar	Ø D	R
Z06400-0104-10011	1	11 mm	10 mm
Z06400-0104-10013	2	13 mm	10 mm
Z06400-0204-10014	3	14 mm	10 mm




PROTEZA STAWU ŚRÓDSTOPNO-PALICZKOWEGO DUŻEGO PALCA STOPY


Panewka paliczkowa HEMI

- CoCrMo (ISO 5832-12)

Komponent paliczkowy



	rozmiar	$\varnothing D$	R
Z06400-0003-13125	1	13 mm	12,5 mm
Z06400-0003-15150	2	15 mm	15 mm
Z06400-0003-17185	3	17 mm	18,5 mm



- Ti6Al4V ELI (ISO 5832-3) + HAp
- bezcementowa

Instrumentarium protezy stawu śródstopno-paliczkowego dużego palca stopy


- bez pojemnika do sterylizacji

	rozmiar	$\varnothing D$	L
Z06401-0101-11013	S	11 mm	12,5 mm
Z06401-0101-12014	M	12 mm	13,5 mm
Z06401-0101-13016	L	12,5 mm	15 mm
Z06401-0101-15016	XL	14,5 mm	16 mm



Z76410-0000-00

IMPLANTY SILIKONOWE



Proteza kości czworobocznej większej silikonowa

- silikon Nusil MED-4550
- bezcementowa


	rozmiar	$\varnothing D$	L
Z06120-0000-13028	2	13 mm	28 mm
Z06120-0000-14031	3	14 mm	31 mm
Z06120-0000-15035	4	15 mm	35 mm

IMPLANTY SILIKONOWE

Proteza ścięgna silikonowa tymczasowa

- silikon Nusil MED-4550

	rozmiar	Wxh	L
Z06230-0000-03120	3x1,5x120	3x1,5 mm	120 mm
Z06230-0000-03180	3x1,5x180	3x1,5 mm	180 mm
Z06230-0000-03220	3x1,5x220	3x1,5 mm	220 mm
Z06230-0000-04120	4x2x120	4x2 mm	120 mm
Z06230-0000-04180	4x2x180	4x2 mm	180 mm
Z06230-0000-04220	4x2x220	4x2 mm	220 mm
Z06230-0000-05120	5x2,5x120	5x2,5 mm	120 mm
Z06230-0000-05180	5x2,5x180	5x2,5 mm	180 mm
Z06230-0000-05220	5x2,5x220	5x2,5 mm	220 mm
Z06230-0000-06120	6x3x120	6x3 mm	120 mm
Z06230-0000-06180	6x3x180	6x3 mm	180 mm
Z06230-0000-06220	6x3x220	6x3 mm	220 mm





ZASTOSOWANE SKRÓTY I SYMBOLE

MCP	śródręczno-paliczkowy
PIP	międzypaliczkowy proksymalny
CMC	nadgarstkowo-śródręczny
Ø	średnica
MTP	śródstopno-paliczkowy
Ti6Al4V	stop tytanu, glinu i wanadu
ELI	extra-low interstitials
ISO	International Organization for Standardization
HAp	hydroksylapatyt
CoCrMo	stop kobaltu, chromu i molibdenu
UHMWPE	Ultra High Molecular Weight Polyethylene
FeNiCr	stal nierdzewna implantacyjna



MEDIN, a.s.
Vlachovická 619
Nové Město na Moravě
CZ 592 31
Czech Republic
Nr identifikacyjny 43378030
DIČ CZ43378030

SALES CZECH REPUBLIC tel: +420
312 247 763 e-mail: ortho@medin.cz

EXPORT
phone: +420 566 684 331 e-mail:
export@medin.cz

www.medin.cz
www.medin.eu



PRODUCTION AND DEVELOPMENT

ProSpon, spol. s r.o.
Jiřího Voskovce 3206
272 01 Kladno
Czech Republic

SALES
phone: +420 312 247 763
e-mail: prospon@prospon.cz

www.prospon.cz